

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Taok1 Para Wb, Elisa - Q7L7X3

Número do item: CM0007388

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TAOK1 validado para WB e ELISA; reage com TAOK1 humano, de camundongo e de rato (116 kDa), uma quinase chave na sinalização de p38 MAPK, resposta a danos no DNA e regulação do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAOK1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	DDIB; PSK2; TAO1; KFC-B; MARKK; PSK-2; hKFC-B; hTAOK1; MAP3K16; TAOK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57551
GeneID	57551
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 900-985 da TAOK1 humana (NP_065842.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7L7X3
Peso da Proteína	116kDa
Envio	Bolsa de gelo