

Anticorpo Policlonal Anti-Taok2 Para Wb E Elisa - Q9UI54

Número do item: CM0021570

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TAOK2 humano, uma serina/treonina quinase envolvida em cascatas MAP de ativação por estresse. Adequado para Western blot e ELISA. Imunógeno recombinante; peso da proteína 138 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAOK2 pAb Coelho
Observações/Apelido	PSK; PSK1; TAO1; TAO2; MAP3K17; Tao2beta; PSK1-BETA; TAOK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9344
ID do Gene	9344
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 610-730 do TAOK2 humano (NP_057235.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UL54
Peso da Proteína	138kDa
Envio	Saco de gelo