

Anticorpo Monoclonal Anti-Tap1 Para Wb, Elisa - Q03518

Número do item: CM0004048



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TAP1 humano (Q03518) para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com TAP1 de rato; ideal para estudos de processamento de antígenos e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho TAP1
Observações/Apelido	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
Espécie	Humano
GeneID	6890
Imunogênio	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 449-748 do TAP1 humano (NP_000584.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q03518
Peso Proteico	81 kDa
Envio	Saco de gelo