

Anticorpo Policlonal Anti-Tap1 Para Wb E Elisa - Q03518

Número do item: CM0030405



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TAP1 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para estudar o processamento de antígenos da classe I do MHC e as funções dos transportadores ABC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TAP1
Observações/Apelido	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6890
ID do Gene	6890
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 524-808 do TAP1 humano (NP_000584.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q03518
Peso Proteico	81 kDa
Envio	Saco de gelo