

Anticorpo Policlonal Anti-Tap2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03519

Número do item: CM0023823



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TAP2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. O alvo é o transportador de peptídeo antigênico 2, uma proteína de membrana do RE envolvida na apresentação de antígeno da classe I do MHC. Adequado para estudos de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TAP2
Observações/Apêndice	APT2; PSF2; ABC18; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6891
ID do Gene	6891
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-686 do TAP2 humano (NP_001276972.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q03519
Peso Proteico	76kDa
Envio	Saco de gelo