

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tap2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q03519

Número do item: CM0007292



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao TAP2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com o TAP2 de camundongo. Reconhece o TAP2 endógeno de 76 kDa. Ideal para estudos de processamento de antígenos e apresentação por MHC de classe I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAP2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	APT2; PSF2; ABC18; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6891
GeneID	6891
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-686 do TAP2 humano (NP_001276972.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q03519
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Bolsa de gelo