

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tapbp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15533

Número do item: CM0021354



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à tapasina humana (TAPBP) para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato; ideal para estudar a montagem do MHC de classe I e o carregamento de peptídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAPBP Rabbit pAb
Observações/Alias	TPN; TAPA; TPSN; NGS17; TAPBP
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6892
ID do Gene	6892
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-260 da TAPBP humana (NP_757345.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15533
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo