

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tapp1 Para Wb, Elisa - Q9Hb21

Número do item: CM0002981



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante de alta especificidade direcionado ao TAPP1 humano (PLEKHA1/TAPP-1). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisas em sinalização por fosfoinositídeos e tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAPP1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	TAPP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	59338
ID do Gene	59338
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-404 do TAPP1 humano (Q9HB21).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HB21
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo