


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tarbp1 Para Wb, Elisa - Q13395

Número do item: CM0020720



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TARBP1 humano (TRP-185), validado para WB e ELISA. Essencial para estudar metilação de tRNA, ligação ao RNA TAR do HIV-1 e vias relacionadas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | TARBP1 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Observações/Apelido | TRM3; TRMT3; TRP185; TRP-185; TARBP1                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| GeneID (humano)     | 6894                                                                                                                           |
| GeneID              | 6894                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1322-1621 do TARBP1 humano (NP_005637.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                         |
| SWISS               | Q13395                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 182kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                   |