

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tarbp2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q15633

Número do item: CM0011642



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho TARBP2 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Essencial para pesquisas de processamento de miRNA, replicação do HIV e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TARBP2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6895
ID do Gene	6895
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do TARBP2 humano (Q15633).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15633
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo