

Anticorpo Policlonal Anti-Tars Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26639

Número do item: CM0026689



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TARS humano (ThrRS). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de tradução de proteínas e aminoacil-tRNA sintetase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TARS Rabbit pAb
Observações/Apelido	TARS; TTD7; ThrRS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6897
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do TARS humano (NP_689508.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26639
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo