

Anticorpo Policlonal Anti-Tars2 Para Wb, Elisa - Q9Bw92

Número do item: CM0017014

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à TARS2 humana, a treonil-tRNA ligase mitocondrial. Validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de tradução mitocondrial e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TARS2 Rabbit pAb
Observações/Alias	thrRS; TARSL1; COXPD21; TARS2
Espécie	Humano
ID do Gene	80222
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-400 da TARS2 humana (NP_079426.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BW92
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo