

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tarsl2 Para Wb E Elisa - A2Rtx5

Número do item: CM0020135

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-TARSL2 validado para aplicações de WB e ELISA. Detecta TARSL2 (ThrRS-L) humano, de rato e de camundongo, uma treonil-tRNA ligase citoplasmática envolvida na biossíntese proteica. Adequado para pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TARSL2
Observações/Apelido	TARSL2; ThrRS-L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	123283
GeneID	123283
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do TARSL2 humano (NP_689547.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	A2RTX5
Peso Proteico	93kDa
Envio	Saco de Gelo