

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tas1R1 Para Wb E Elisa - Q7Rtx1

Número do item: CM0014599

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TAS1R1 humano (GPR70), adequado para Western blot e ELISA. Detecta o receptor de sabor umami em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos de transdução sensorial e GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAS1R1 Rabbit pAb
Observações/Alias	TR1, T1R1, GM148, GPR70, TAS1R1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80835
GeneID	80835
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-567 do TAS1R1 humano (NP_619642.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7RTX1
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Bolsa de gelo