

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tas1R2 Para Wb E Elisa - Q8Te23

Número do item: CM0023881



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TAS1R2 humano (receptor de sabor doce T1R2), validado para Western blot e ELISA. Suporta estudos de transdução sensorial e de sabor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAS1R2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TR2; T1R2; GPR71; TAS1R2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80834
ID do Gene	80834
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TE23
Peso Proteico	95kDa
Envio	Saco de Gelo