

Anticorpo Policlonal Anti-Tas1R3 Para Wb, Elisa - Q7Rtx0

Número do item: CM0016088



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o TAS1R3 humano, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas de receptores do paladar e estudos de sinalização do paladar umami e doce.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAS1R3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	T1R3; TAS1R3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83756
ID do Gene	83756
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-570 do TAS1R3 humano (NP_689414.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7RTX0
Peso Proteico	93kDa
Envio	