

Anticorpo Policlonal Anti-Tas2R10 Para Wb, Elisa - Q9Nyw0

Número do item: CM0017847

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor de sabor humano TAS2R10 (TRB2/T2R10). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Para pesquisa de percepção de sabor amargo e sinalização de gustducina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAS2R10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TRB2; T2R10; TAS2R10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	50839
ID do Gene	50839
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do TAS2R10 humano (NP_076410.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYW0
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo