

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tas2R38 Para Wb, Elisa - P59533

Número do item: CM0016517

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TAS2R38 humano, um receptor de sabor amargo. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Ideal para investigar a percepção do sabor amargo e as vias de sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAS2R38 pAb de Coelho
Observações/Alias	PTC, T2R38, T2R61, TH1OT, TAS2R38
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5726
GeneID	5726
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do TAS2R38 humano (NP_789787.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P59533
Peso da Proteína	38 kDa
Transporte	Bolsa de gelo