


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tasl Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hai6

Número do item: CM0012381



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TASL validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a TASL humana (CXorf21; 34 kDa), um adaptador lisossomal na sinalização imune inata TLR7/8/9-IRF5. Adequado para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	mAb de coelho anti-TASL
Observações/Apelido	CXorf21
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80231
GeneID	80231
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 211-301 da TASL humana (NP_079435.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9HAI6
Peso da proteína	34 kDa
Transporte	Bolsa de gelo