


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tasl Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hai6

Número do item: CM0024695



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TASL humano (CXorf21), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de imunidade inata e sinalização de TLR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TASL Rabbit pAb
Observações/Apelido	CXorf21; TASL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80231
GeneID	80231
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 96-196 do TASL humano (NP_079435.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HAI6
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo