

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tat Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17735

Número do item: CM0025313



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TAT humano (tirosina aminotransferase), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. 50kDa. Ideal para estudos de metabolismo da tirosina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAT Rabbit pAb
Observações/Apelido	TAT
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6898
GeneID	6898
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do TAT humano (NP_000344.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P17735
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de Gelo