

Anticorpo Monoclonal Anti-Tau Para Wb - P10636

Número do item: CM0006279



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a Tau humana (MAPT, 79 kDa). Validado para WB, IP, IF, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre Alzheimer e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tau Rabbit mAb
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Espécie	Humano
GeneID	4137
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MAPT humano (NM_005910.6)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco com gelo