


Anticorpo Policlonal Anti-Tau Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10636

Número do item: CM0016298



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína Tau humana (aa 658-758). Para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. A Tau é uma proteína associada aos microtúbulos, essencial para a polaridade e a estabilidade neuronais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tau Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4137
ID do Gene	4137
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 658-758 da Tau humana (NP_058519.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Bolsa de gelo