

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tau Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P10636

Número do item: CM0017268



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína Tau humana (MAPT). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar a dinâmica dos microtúbulos e pesquisas em neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tau pAb de Coelho
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-758 da Tau humana (NP_058519.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de gelo