


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tax1Bp3 Para Wb E Elisa - O14907

Número do item: CM0003554



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a TAX1BP3 (TIP-1), validado para WB e ELISA. Reage com TAX1BP3 de humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização Wnt, interações PDZ e oncogênese viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAX1BP3 Rabbit mAb
Observações/Alias	TIP1; TIP-1; TAX1BP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	30851
GeneID	30851
Imunógeno	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TAX1BP3 humano (NP_055419.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14907
Peso Proteico	14kDa
Envio	Bolsa de gelo