


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Taz Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv5

Número do item: CM0020186



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TAZ (WWTR1) humano. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização Hippo e regulação da transcrição. - Q9GZV5.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAZ Rabbit pAb
Observações/Apelido	TAZ
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25937
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do TAZ humano (NP_056287.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9GZV5
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo