


Anticorpo Policlonal Anti-Tbc1D1 Para Wb E Elisa - Q86Ti0

Número do item: CM0025216



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TBC1D1 validado para Western blot e ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Detecta uma banda de 133 kDa. Útil para investigar a translocação de GLUT4, captação de glicose e regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBC1D1 Rabbit pAb
Observações/Alias	TBC; TBC1; TBC1D1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23216
GeneID	23216
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1069-1168 do TBC1D1 humano (NP_055988.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86Ti0
Peso Proteico	133kDa
Envio	Bolsa de gelo