


Anticorpo Policlonal Anti-Tbc1D4 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60343

Número do item: CM0021901



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-TBC1D4 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece TBC1D4/AS160 humano, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em metabolismo da glicose e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TBC1D4
Observações/Apelido	AS160; NIDDM5; TBC1D4
Espécie	Humano
GeneID	9882
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1059-1298 de TBC1D4 humano (NP_055647.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O60343
Peso Proteico	147kDa
Envio	Saco de gelo