

Anticorpo Policlonal Anti-Tbcb Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99426

Número do item: CM0015804

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TBCB humano (cofator B de dobramento da tubulina). Validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo uma proteína de 27 kDa envolvida na montagem de heterodímeros de tubulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TBCB Rabbit pAb
Observações/Apelido	CG22; CKAP1; CKAPI; TBCB
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1155
GeneID	1155
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-244 da TBCB humana (NP_001272.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q99426
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo