

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Tbcc Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Número do item: CM0023467

introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a TBCC (Chaperona C específica de tubulina), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de dobramento de tubulina e biologia retiniana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBCC Rabbit pAb
Observações/Alias	CFC; TBCC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6903
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-346 da TBCC humana (NP_003183.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15814
Peso da Proteína	39kDa
Transporte	Bolsa de gelo