


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tbcc Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Número do item: CM0023495



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TBCC (Chaperona Específica de Tubulina C), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece humano, rato, rato. Adequado para estudar o dobramento da tubulina e a biologia da retina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBCC Rabbit pAb
Observações/Apelido	CFC; TBCC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6903
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-346 do TBCC humano (NP_003183.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15814
Peso da Proteína	39kDa
Remessa	Saco de Gelo