

Anticorpo Policlonal Anti-Tbccd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvr7

Número do item: CM0019239

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TBCCD1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para investigar os papéis no posicionamento do centrossomo e do Golgi na forma e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBCCD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TBCCD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55171
GeneID	55171
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 456-557 do TBCCD1 humano (NP_060608.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NVR7
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de gelo