

Anticorpo Policlonal Anti-Tbce Para If-P E Elisa - Q15813

Número do item: CM0022412



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TBCE humano (chaperona E específica da tubulina), validado para imunofluorescência em parafina e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para estudar a organização dos microtúbulos e a manutenção neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TBCE Rabbit pAb
Observações/Alias	HRD; KCS; KCS1; pac2; PEAMO; TBCE
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6905
GeneID	6905
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 328-527 da TBCE humana (NP_003184.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q15813
Peso da proteína	59 kDa
Transporte	Bolsa de gelo