


Anticorpo Monoclonal Anti-Tbk1/Nak (Validado Por Ko) Para Wb - Q9Uhd2

Número do item: CM0012383



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TBK1/NAK de alta especificidade validado para WB, IF/ICC, IHC-P, IP e ELISA. Reage com TBK1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre imunidade inata, inflamação e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] TBK1/NAK Rabbit mAb
Observações/Apelido	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29110
GeneID	29110
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TBK1/NAK humano (Q9UHD2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHD2
Peso da Proteína	84 kDa
Envio	Saco com gelo