


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Tbk1/Nak Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhd2

Número do item: CM0030408



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TBK1/NAK, validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunidade inata, inflamação e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TBK1/NAK Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
Espécie	Humano
GeneID	29110
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 500-600 da TBK1/NAK humana (NP_037386.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHD2
Peso Proteico	84kDa
Transporte	Bolsa de gelo