


Anticorpo Policlonado Anti-Tbl1X Para Wb E Elisa - O60907

Número do item: CM0018274



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra TBL1X (O60907) para WB e ELISA. Detecta TBL1X em amostras humanas, de camundongo e rato. TBL1X é uma proteína semelhante à caixa F que recruta o proteassoma para receptores nucleares, sendo essencial para a regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBL1X pAb de coelho
Observações/Apelidos	EBI; TBL1; CHNG8; SMAP55; TBL1X
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6907
GeneID	6907
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60907
Peso Proteico	62kDa
Envio	Bolsa de gelo