

Anticorpo Policlonal Anti-Tbl1Xr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzk7

Número do item: CM0015664



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TBL1XR1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para estudar a transcrição mediada por receptores nucleares e a via ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TBL1XR1
Observações/Apelido	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79718
GeneID	79718
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-170 do TBL1XR1 humano (NP_078941.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BZK7
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de Gelo