

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tbl1Xr1 Para Wb, Elisa - Q9Bzk7

Número do item: CM0026697



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-TBL1XR1 validado para WB e ELISA, direcionado contra TBL1XR1 humano e de camundongo (Gene ID: 79718, SWISS: Q9BZK7). Adequado para pesquisa de regulação transcricional de receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBL1XR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
Espécie	Humano
Gene ID	79718
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do TBL1XR1 humano (NP_078941.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BZK7
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de Gelo