

Anti-Tbl2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Y4P3

Número do item: CM0012974

introdução

Anti-TBL2 pAb de Coelho validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a síndrome de Williams-Beuren e a biologia das proteínas de repetição WD. Peso molecular previsto de 50 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBL2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	WBSR13; WS-betaTRP; TBL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26608
GeneID	26608
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-430 do TBL2 humano (NP_036585.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4P3
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo