

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tbp Para Wb E Elisa - P20226

Número do item: CM0023607



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TBP de alta qualidade validado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta a proteína de ligação à caixa TATA de humano, camundongo e rato, um fator de transcrição chave na iniciação da RNA polimerase II. Ideal para pesquisas de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBP Rabbit pAb
Apelidos	HDL4, TBP1, GTF2D, SCA17, TFIID, GTF2D1, TBP
Espécie do Imunógeno	Humano
ID do Gene (Humano)	6908
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 do TBP humano (NP_001165556.1)
Espécie Hospedeira	Coelho
Tipo de Anticorpo	Anticorpos Policlonais
Aplicações	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Acesso UniProt	P20226
Peso Molecular	38kDa
Método de Envio	Saco de gelo