

Anticorpo Monoclonal Anti-Tbr1 Para Wb, If-P, Elisa - Q16650

Número do item: CM0003135

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o TBR1 humano (proteína cerebral T-box 1), validado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de desenvolvimento cortical e transtornos do neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBR1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AUT55; IDDAS; TBR-1; TES-56; TBR1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10716
GeneID	10716
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TBR1 humano (Q16650)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q16650
Peso da Proteína	74 kDa
Envio	Saco com gelo