

Anticorpo Policlonal Anti-Tbrg4 Para Wb - Q969Z0

Número do item: CM0023971



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal Anti-TBRG4 (Q969Z0) validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de processamento de RNA mitocondrial e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	TBRG4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CPR2; FASTKD4; TBRG4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9238
GeneID	9238
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 382-631 do TBRG4 humano (NP_004740.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969Z0
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco de gelo