

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tbx19 Para Wb, Elisa - O60806

Número do item: CM0017819

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o TBX19 humano (TPIT), um fator de transcrição nuclear T-box. Validado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para o estudo do desenvolvimento hipofisário e da regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TBX19 Rabbit pAb
Observações/alias	TPIT; TBS19; dj747L4.1; TBX19
Espécie	Humano
GenelD	9095 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 229-448 do TBX19 humano (NP_005140.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	O60806
Peso da proteína	48 kDa
Transporte	Bolsa de gelo