

## Anticorpo Policlonal Anti-Tbx20 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Umr3

Número do item: CM0023327

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TBX20 humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Adequado para pesquisa de desenvolvimento cardíaco e estudos de fatores de transcrição.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                 |
|---------------------|-----------------------|
| Nome do Produto     | TBX20 pAb de coelho   |
| Observações/Apelido | ASD4; TBX20           |
| Espécie             | Humano                |
| GeneID (Humano)     | 57057                 |
| GeneID              | 57057                 |
| Imunógeno           | Proteína Recombinante |
| Origem              | Coelho                |
| Categoria           | Anticorpos Policlonal |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato          |
| SWISS               | Q9UMR3                |
| Peso da Proteína    | 49kDa                 |
| Envio               | Saco de gelo          |