

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tbx21 Para Wb, Elisa - Q9UI17

Número do item: CM0028528

introdução

TBX21 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido contra a região C-terminal do T-bet humano, validado para WB e ELISA. Reconhece TBX21 de humano, camundongo e rato, um fator de transcrição mestre para o desenvolvimento de células Th1, crucial para pesquisa em imunologia e doenças autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBX21 Rabbit pAb
Observações/Alias	TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM; TBX21
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	30009
ID do Gene	30009
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UL17
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo