

Anticorpo Policlonal Anti-Tbx22 Para Wb, Elisa - Q9Y458

Número do item: CM0026114

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TBX22 humano (Q9Y458). Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a palatogênese e a regulação transcricional na biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBX22 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CPX; CLPA; TBXX; ABERS; dj795G23.1; TBX22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50945
GeneID	50945
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 291-520 do TBX22 humano (NP_058650.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y458
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo