

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Tbx3 Para Wb, Elisa - O15119

Número do item: CM0025941



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a TBX3 humana, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Desenvolvido para estudos em biologia do desenvolvimento, regulação transcricional e pesquisa de fatores da caixa T - O15119.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBX3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	UMS; XHL; TBX3-ISO; TBX3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6926
GeneID	6926
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-480 da TBX3 humana (NP_057653.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15119
Peso Proteico	79kDa
Envio	Bolsa de gelo