

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Tbx6 Para Wb, Elisa - 095947

Número do item: CM0020574

introdução

Anticorpo policlonado de coelho purificado por afinidade contra TBX6 humano (fator de transcrição T-box), validado para Western blot (WB) e ELISA, direcionado a aplicações de pesquisa em mesoderma e eixo esquerdo-direito.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBX6 Rabbit pAb
Observações/Alias	SCD05; TBX6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6911
GeneID	6911
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 de TBX6 humano (NP_004599.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	095947
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo