


Anticorpo Monoclonal Anti-Tc10/Rhoq Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17081

Número do item: CM0002752



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à pequena GTPase TC10/RHOQ (RhoQ). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo, rato. Ideal para estudar polarização celular, formação de filopódios e tráfico de CFTR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TC10/RHOQ Rabbit mAb
Observações/Apelido	ARHQ; TC10; TC10A; RASL7A; HEL-S-42; TC10/RHOQ
Espécie	Humano
GeneID	23433
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-205 do TC10/RHOQ humano (P17081).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17081
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo