

Anticorpo Policlonal Anti-Tcap Para Wb, Elisa - 015273

Número do item: CM0014665



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TCAP humano (teletonina). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre a montagem do sarcômero muscular e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TCAP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; teletonina; TCAP
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	8557
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-167 do TCAP humano (NP_003664.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O15273
Peso da proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo